

3M™ Filtek™ Supreme Flowable

Fließfähiges Komposit

MEHR KONTROLLE UND KOMFORT: ECHT SPITZE, DIE SPRITZE!

3M™ Filtek™ Supreme Fließfähiges Komposit ab jetzt im neuen Spritzendesign. Es hilft Ihnen Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden. Und das Schönste ist: Dies alles gelingt jetzt auch mit geringerem Kraftaufwand und beinhaltet eine einzigartige Konsistenz durch Fließfähigkeit in Verbindung mit Standfestigkeit.

Kaum Blasenbildung und Materialverwurf

Bessere Kontrolle bei der Applikation durch nahezu keine Blasen und Nachlaufen der Paste.

Kein Raten mehr

Der blaue Bereich des Kolbens zeigt Ihnen, wie viel Material noch vorhanden ist. Wenn die Spritze leer ist, ist ausschließlich der weiße Bereich des Kolbens sichtbar.



Biegsame Kanüle

Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang ohne Abknicken.

Einfach zu halten und zu applizieren

Die dreieckige Fingerplatte und der Kolben machen es Ihnen einfach, das Material zu applizieren.



Wichtigste Vorteile

- Nahezu keine Blasen, kein Nachlaufen der Paste
- Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang
- Ergonomisches Design für eine leichte Handhabung und Applikation
- Hervorragende Adaption und geringer Schrumpfungsstress
- Vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten und Techniken

Erwärmbar für ein erweitertes Indikationsspektrum, z.B. der Injection Molding-Technik

Kann eine Stunde lang bis zu 25-mal auf 70 °C erwärmt werden.



Klinische Fälle

3M™ Filtek™ Supreme Fließfähiges Komposit erlaubt eine ästhetische Restauration durch einen glatten Übergang zwischen Zahn und Füllungsmaterial.



Vorher



Applikation des fließfähigen Komposits



Nachher

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gunnar Reich, München, Deutschland

3M™ Filtek™ Supreme Fließfähiges Komposit ermöglicht eine perfekte Randadaption.



Vorher



Applikation des fließfähigen Komposits



Nachher

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italien



3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773
Freefax: 0800-3293773
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Webseite: 3m.de/dental

3M (Schweiz) GmbH
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon

Fax: (044) 724 94 80
E-Mail: 3mespech@mmm.com
Webseite: 3mschweiz.ch/dental

Anwendungsgebiete

(Inkrement bis zu 2 mm)



Klasse III



Klasse V



Minimalinvasive Restaurationen¹



Unterfüllung



Liner



Reparatur kleiner Defekte bei indirekten Restaurationen



Reparaturen²



Ausblocken von Unterschnitten



Grübchen- und Fissurenversiegelung

Siehe Gebrauchsanweisung für alle Anwendungsgebiete.

Bestellinformationen



3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fließfähiges Komposit Refills

Refill Spritzen beinhalten:

2 Spritzen à 2g; 20 Applikationskanülen.

FARBE	ART.-NR.
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
White	6032W
Extra White	6032XW
OA3	6032AO3

ART.-NR.	PRODUKTINFORMATION
3700T	20 Applikationskanülen



¹ Einschließlich kleiner, nicht okklusionstragender Restaurationen.

² Reparatur provisorischer Materialien auf Kunstharz- und Akrylatbasis.

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien

Tel.: (01) 86 686 434
Fax: (01) 86 686 330
E-Mail: dental-at@mmm.com
Webseite: 3maustria.at/dental