



Unsichtbar
unter dem
Provisorium



Sichtbar
bei der
Überschuss-
entfernung

fluorescent

Bifix® Temp

DUALHÄRTENDES, TEMPORÄRES
BEFESTIGUNGSMATERIAL AUF COMPOSITE BASIS




Bifix® Temp

EINFACHE ANWENDUNG UND HERAUSRAGENDE ÄSTHETIK IN EINEM PRODUKT

Bifix Temp fluorescent fñgt sich mit seiner zahnähnlichen, transluzenten Farbe harmonisch in das Provisorium ein. Die Ästhetik bleibt bei natürlichem Licht unverändert und auch unter UV-A-Licht scheint bei eingesetzten Restaurationen die Fluoreszenz nicht durch. Unter UV-A-Licht fluoresziert das Material sehr intensiv, was das Erkennen und Entfernen kleinster Materialreste nach dem Abnehmen des Provisoriums erleichtert und somit die passgenaue Platzierung der darauffolgenden definitiven Restauration unterstützt. Alleine durch diesen Vorteil wird der übliche aufwendige Nachbearbeitungsprozess effizienter.

Einfluss des Befestigungsmaterials auf Structur 3



Opake temporäre Befestigungsmaterialien können die Ästhetik einzusetzender Provisorien stark beeinflussen. Gerade im Frontzahnbereich ist dieses ein ungewollter Faktor.

Klinischer Fall



Blasenfreie Applikation mit einer kurzen Mischkanüle in ein metallverstärktes Langzeitprovisorium


Quelle: Prof. Dr. Jürgen Manhart, München



Optimale Sichtbarkeit der Überschüsse. Einfaches Entfernen durch Tack Curing in einem Stück.



Saubere Oberfläche des präparierten Zahnes nach Entfernung des Provisoriums



Bifix Temp verbleibt im Provisorium, grobe Rückstände können leicht erkannt und entfernt werden

Indikation

Temporäre Befestigung provisorischer Restaurationen

Vorteile

- **Handling:** Filmdicken unter 5 µm für optimale Passgenauigkeit
- **Dualhärtend:** Unkomplizierte Überschussentfernung durch kurze Belichtung
- **Exzellente Ästhetik:** Transluzente zahnähnliche Farbe
- **Fluoresziert unter UV-A-Licht:** Erleichtert das Erkennen und Entfernen von kleinsten Überschüssen und Materialresten

Handelsformen

REF 1055 QuickMix Spritze 5 ml universal, Zubehör

REF 1056 QuickMix Spritze 5 ml fluoreszierend, **NEU** Zubehör

REF 2188 Mischkanülen Typ 9, 50 Stk.

REF 2261 Dispenser – QuickMix

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.de

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch:

