

3M

Filtek™

**One
Restauration Postérieure en Masse**



3M Solutions pour le Soin Oral Professionnel

**Rapide
et esthétique.
Sans compromis.**



**Vous allez aimer sa
simplicité d'utilisation.
Vos patients vont adorer
les résultats.**

3M™ Filtek™ One



Incroyable mais vrai : l'obturation en masse peut désormais être esthétique.


Les restaurations postérieures sont toujours délicates. Pour cette raison, les composites d'obturation en masse, simples et rapides, sont devenus incontournables. Cependant, jusqu'à présent, l'esthétique n'était pas à la hauteur. Toujours à la pointe de la technologie, nous avons consulté nos experts afin de concevoir une solution que vous allez adorer :

3M™ Filtek™ One

Conçu pour le secteur postérieur, ce matériau aux propriétés optiques uniques et à l'opacité améliorée, vous offre la simplicité de mise en œuvre en un seul incrément (jusqu'à 5 mm) *sans sacrifier l'esthétique.*

Des qualités qui redonnent le sourire et pas seulement à vos patients!

- Pose simple et rapide en une seule étape
- Opacité accrue pour une esthétique améliorée
- Stress de polymérisation réduit permettant une polymérisation jusqu'à 5 mm
- Excellente adaptation marginale
- Ne nécessite aucun instrument d'application ou de mise en forme onéreux
- Manipulation et sculpture aisées
- La « vraie » nanotechnologie 3M confère au matériau une excellente résistance à l'usure et pérennité du poli
- Forte radio-opacité
- Capsule au design unique facilitant l'accès aux cavités profondes
- Disponible en 5 teintes



Comment l'expertise 3M permet de concilier simplicité de mise en œuvre et esthétique.

Technologies utilisées dans 3M™ Filtek™ One



Smart Contrast Ratio Management ou Contrôle intelligent de l'opacité

Augmente l'opacité sans sacrifier la profondeur de polymérisation


L'amélioration de la nanotechnologie 3M et l'intégration du Smart Contrast Ratio Management permet de gérer plus intelligemment l'opacité et la profondeur de polymérisation.

Après polymérisation, 3M™ Filtek™ One est plus opaque que 3M™ Filtek™ Bulk Fill Restauration postérieure, pour un résultat plus esthétique.

Le saviez-vous ?

Le ratio de contraste mesure la translucidité ou l'opacité d'un matériau.


Rapport de contraste



*Le ratio de contraste est la moyenne de toutes les teintes.

Monomères AUDMA et AFM innovants

Réduisent la rétraction et le stress de polymérisation pour une obturation en masse jusqu'à 5 mm.



L'AFM (addition-fragmentation monomer) réduit le stress de polymérisation.




L'AUDMA (diméthacrylate d'uréthane aromatique) limite la rétraction et le stress survenant pendant la polymérisation.

La VRAIE technologie à nanocharges 3M

Améliore la résistance à l'usure et procure une excellente pérennité du poli.

Grossissement 5K d'un nanocluster



Grossissement 50K d'un nanocluster



Vous n'aimez pas les retards. Vos patients non plus!

Facilité et simplicité sur toute la procédure.

Chaque minute compte. Pour vous aider à rester à l'heure, nous avons simplifié la procédure que vous réalisez le plus souvent : la restauration postérieure. Avec nos produits faciles à utiliser et en particulier, grâce à 3M™ Filtek™ One, vous gagnerez un temps précieux, sans compromettre le résultat esthétique.



+



+



+



Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal
Une seule étape, une seule couche ! Polyvalent. Haute résistance. Une seule technique simple, une application rapide en 35 secondes. Sensibilités postopératoires pratiquement inexistantes.

3M™ Filtek™ One Restauration Postérieure en masse
Une seul incrément jusqu'à 5 mm. Excellente résistance à l'usure et au stress de polymérisation pour une restauration pérenne. Opacité optimisée pour un résultat plus esthétique.

Lampe à photopolymériser LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S
Une seule lampe à photopolymériser facile à utiliser. Photopolymérisation prévisible et fiable. Guide-faisceau optimisé plus confortable pour le patient et facilitant l'accès aux dents postérieures.

Système de polissage diamant 3M™ Sof-Lex™
Une seule forme de polissage. S'adapte aisément aux surfaces dentaires irrégulières, convexes ou concaves. Un brillant comparable aux systèmes avec pâte à polir, avec la facilité et la rapidité des disques en caoutchouc.

Références

3M™ Filtek™ One



Réassort	Référence	Référence
Teinte	Seringue	Capsule
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

Les réassorts de seringues contiennent : 1 seringue de 4 g ; notice technique ; mode d'emploi.
Les réassorts de capsules contiennent : 20 capsules de 0,2 g ; notice technique ; mode d'emploi.

3M

3M Belgium bvba/sprl
Oral Care Solutions Division
3M.be/OralCare
infodental.be@mmm.com