


Jetzt mit
neuer Kanüle



Calcicur®

Calcicur®

GEBRAUCHSFERTIGE CALCIUMHYDROXID-PASTE

Calcicur® – die bewährte Calciumhydroxid- paste jetzt noch praktischer in der Anwendung

Calciumhydroxidpräparate spielen bei der täglichen Arbeit in der Praxis eine wichtige Rolle. Höchste Produktqualität und anwendungsgerechte Konsistenz sind unverzichtbare Eigenschaften für die Anwendung pulpanah oder im Wurzelkanal.


VOCO bietet mit Calcicur ein Produkt an, das alle Material-Ansprüche erfüllt – und sorgt jetzt mit neuer Kanüle zusätzlich für ein noch besseres Handling. Der Marktführer* Calcicur mit der gewohnt cremigen Konsistenz ist ab sofort in einer neuen Spritze mit optimierter Kanüle lieferbar.

Calcicur ist das ideale Material für direkte und indirekte Überkapungen, für temporäre Wurzelkanalfüllungen und zur Auskleidung von Kavitäten als Schutz vor der Säureexposition von Zementen. Zahnärzte, die seit längerer Zeit Calcicur in ihrer Praxis nutzen, haben die neue Kanüle eingesetzt und waren begeistert. Calcicur hat durch den hohen pH-Wert von $>12,5$ einen antimikrobiellen Effekt und auch die Konsistenz der röntgenopaken Calciumhydroxidpaste wurde von 90 % der Anwender als „gut“ bewertet.

Die neue Kanüle eignet sich mit ihrer schlanken, biegsamen Form und der hohen Flexibilität perfekt zum Einbringen von Calcicur in schwer zugängliche Kavitäten sowie in Wurzelkanäle. Mit einer Länge von 20 mm und einem Durchmesser an der Spitze von 0,6 mm ist der neue transparente Aufsatz deutlich komfortabler in der Anwendung. Weit mehr als die Hälfte der Anwender würden aufgrund der neuen Kanüle ihre Applikationsweise umstellen und das Material direkt aus der Spritze in



den Kanal einbringen und mit dem Lentulo lediglich noch nach apikal weiter fördern. Dies macht die Anwendung eines Calciumhydroxidpräparates deutlich einfacher.



Für nahezu alle anwendenden Zahnmediziner hat sich die Kanüle in ihrem Praxisalltag bereits bewährt, da sie „Zeit und Arbeit spart“ und ein „sauberes, schnelles Arbeiten“ ermöglicht. Die neue Kanüle lässt sich leicht mit Hilfe der seitlichen Flügel auf der neuen 2,5 g-Spritze mittels Luer-Lock arretieren. Auch die Ausdrückbarkeit wird durchweg als positiv empfunden.

Fazit: Das bewährte Calcicur garantiert dank neuer Applikationskanüle jetzt noch einfacheres Arbeiten – für einen effektiven Ablauf im Praxisalltag.

Quelle: VOCO intern durchgeführter Test, 2012

* im Segment Calciumhydroxidpräparate Spritzen laut GfK 2011.