



Cannule di aspirazione

aspiration tips



CATTANI

air technology



CANNULE DI ASPIRAZIONE

Il disegno, la dimensione, il colore ed il materiale delle nostre cannule sono stati studiati per agevolare il lavoro del dentista e della sua assistente.

Le CANNULE e gli INTERCETTORI di SPRUZZI sono sterilizzabili in autoclave 135 °C ☺

- 9 Cannula chirurgica
- 10 Cannula chirurgica*
- 11 Intercettatore di nebulizzazione e di spruzzi consigliato per aspiratori con grande portata e bassa prevalenza*
- 17 Intercettatore di nebulizzazione e di spruzzi consigliato per aspiratori con portate limitate di aria
- 20 Intercettatore di nebulizzazione e di spruzzi consigliato per aspiratori con grande portata e bassa prevalenza
- 21 Cannula chirurgica
- 22 Intercettatore di nebulizzazione e di spruzzi consigliato per aspiratori con portate limitate di aria
- 13 Imbuto sputacchiera
- 14 Raccordo per trasferire l'imbuto sputacchiera ø16 sul terminale ø11
- 15 Riduzione per aspirasaliva monouso
- 16 Raccordo per trasferire le cannule n. 9-10-17 sul terminale ø16

Le cannule in plastica sono riutilizzabili.

(*) Fino ad esaurimento scorte, saranno rispettivamente sostituite dalla 21 e dalla 20.

ASPIRATION TIPS

Design, size, colour and material of our tips have been designed to facilitate the task of the dentist and of his assistant.

TIPS and SPRAY INTERCEPTORS can be sterilised by autoclave at 135 °C ☺

- 9 Surgical tip
- 10 Surgical tip*
- 11 Nebulization and spray interceptor, recommended for aspirators with high air flow and low head*
- 17 Nebulization and spray interceptor, recommended for aspirators with moderate air flow
- 20 Nebulization and spray interceptor, recommended for aspirators with high air flow and low head
- 21 Surgical tip
- 22 Nebulization and spray interceptor, recommended for aspirators with moderate air flow
- 13 Spittoon funnel
- 14 Pipe-fitting to insert ø16 spittoon funnel into ø11 terminal
- 16 Pipe-fitting to insert no. 9-10-17 tips into ø16 terminal

Plastic tips are re-usable.

(*) Until clearance of stock. They will be replaced by 21 and 20 respectively.

CANULES D'ASPIRATION

Le dessin, la dimension, la couleur et le matériel de nos canules ont été étudiés pour aider le dentiste et son assistant dans leur travail.

Les CANULES et les INTERCEPTEURS de NEBULISATION sont stérilisables en autoclave à 135 °C ☺

- 9 Canule chirurgicale
- 10 Canule chirurgicale*
- 11 Intercepteur de nébulisation et d'éclaboussures, recommandé pour aspirateurs avec haut débit d'air et baisse dépression*
- 17 Intercepteur de nébulisation et d'éclaboussures, recommandé pour aspirateurs avec débit d'air modéré
- 20 Intercepteur de nébulisation et d'éclaboussures, recommandé pour aspirateurs avec haut débit d'air et baisse dépression
- 21 Canule chirurgicale

- 22 Intercepteur de nébulisation et d'éclaboussures, recommandé pour aspirateurs avec débit d'air modéré
- 13 Entonnoir-crachoir
- 14 Réducteur pour montage de l'entonnoir-crachoir ø16 sur embout ø11
- 15 Réducteur pour pompe à salive à usage unique
- 16 Réducteur pour montage des canules no. 9-10-17 sur embout ø16

Les canules en plastique sont réutilisables.

(*) Jusqu'à épuisement du stock; elles seront respectivement remplacées par les canules 21 et 20.

ABSAUGKANÜLEN

Die Forme, die Größe, die Farbe und das Material unserer Kanülen wurden entwickelt um die Arbeit des Zahnarztes und seiner Assistentin zu erleichtern.

KANÜLEN und STRAHL ABSAUGKANÜLEN können in Autoklav bei 135 °C ☺ sterilisieren werden

- 9 Chirurgische Kanüle
- 10 Chirurgische Kanüle*
- 11 Nebel und Strahl Absaugkanüle besonders für Saugmaschine mit hohe Luft Leistung und niedrige Förderhöhe geeignet*
- 17 Nebel und Strahl Absaugkanüle besonders für Saugmaschine mit mäßige Luft Leistung geeignet
- 20 Nebel und Strahl Absaugkanüle besonders für Saugmaschine mit hohe Luft Leistung und niedrige Förderhöhe geeignet
- 21 Chirurgische Absaugkanüle
- 22 Nebel und Strahl Absaugkanüle besonders für Saugmaschine mit mäßige Luft Leistung geeignet
- 13 Speitrichter Adapter
- 14 Adapter um der Speitrichter ø16 auf dem Ansatz ø11 einzusetzen
- 15 Adapter für Einweg-Speichelsauger
- 16 Adapter um die Kanüle nr. 9-10-17 auf dem Ansatz ø16 einzusetzen

Die Kanülen aus Kunststoff sind Wiederbenutzbar.

(*) Bis Vorrat-Erschöpfung diese Kanülen werden beziehungsweise mit Kanüle 21 und 20 ersetzt.

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN

El diseño, la dimensión, el color y el material de nuestras cánulas han sido estudiados para facilitar el trabajo del dentista y de Su asistente.

Las CÁNULAS y los INTERCEPTORES se pueden esterilizar en autoclave a 135 °C ☺

- 9 Cánula quirúrgica
- 10 Cánula quirúrgica*
- 11 Interceptor de nebulización y de salpicaduras de gran caudal de aire y de vacío limitado*
- 17 Interceptor de nebulización y de salpicaduras para equipos de aspiración de caudal de aire limitado
- 20 Interceptor de nebulización y de salpicaduras de gran caudal de aire y de vacío limitado
- 21 Cánula quirúrgica
- 22 Interceptor de nebulización y de salpicaduras para equipos de aspiración de caudal de aire limitado
- 13 Embudo escupidera
- 14 Empalme para trasladar el embudo escupidera ø16 sobre el terminal ø11
- 15 Reducción para aspirasaliva monouso
- 16 Empalme para trasladar las cánulas 9-10-17 sobre el terminal ø16

Las cánulas de plástico son reutilizables.

(*) Hasta fin del existencias. Serán sustituidas respectivamente desde la 21 y desde la 20.

CATTANI S.p.A.
VIA NATTA, 6/A - 43100 PARMA - ITALY - TEL: +39 0521 607604
SALE DEPT. FAX: +39 0521 607628
PURCHASING DEPT. FAX: +39 0521 607855
ACCOUNTING DEPT. FAX: +39 0521 399966
http://www.cattani.it Email: cattani@tin.it

